

Matratzen MCube & MVisco, Ihre Partner für längere Bettlägerigkeit


Diese von Med-Innova angebotenen Schaumstoffmatratzen gewährleisten für Ihre Patienten oder Bewohner Sicherheit, Komfort und Dekubitusprophylaxe.

Unsere Matratzenbezüge sind aus Polyurethan mit sehr hoher Atmungsaktivität und 95°C abwaschbar. Dieses Merkmal liefert Hygiene, Komfort und Sicherheit.

Unsere MCube Matratze mit unterschiedlichen Raumgewichten

- Gleichmäßige Verteilung der Auflagefläche dank ihres Designs mit Würfeln
- Reibungen, Scherkräfte sowie Feuchtigkeit werden reduziert
- Optimales Mobilisieren und Stabilität dank Seitenverstärkungen
- Druckentlastung mit besonders weichen Fersenzonen
- Effizienter Halt und Langlebigkeit dank ihrer Konstruktion
- Passt perfekt zu den meisten Positionen der Bettenliegefläche

MCube



Technische Daten

- Spezieller besonders weicher Schaum für die Fersenzone
- Kern mit RG45, Würfel-Design
- Matratze in mehreren Massen erhältlich
- Polyurethanbezug mit sehr hoher Atmungsaktivität bei 95°C waschbar
- Medizinprodukt, Klasse I
- Masse: Werden nach Kundenangaben gefertigt.

MVisco




Unsere MVisco Matratze aus viskoelastischem Schaum mit Formgedächtnis

- Gleichmässige Verteilung des Auflagedrucks dank viskoelastischem Schaum
- Viskoelastischer Schaum mit Formgedächtnis; Passt sich dem Körper an und verleiht grossen Komfort
- Grosse Unterstützung zur Dekubitusprophylaxe für immobile Patienten
- Kantenverstärkung für bessere Stabilität und mehr Sicherheit beim Mobilisieren
- Hohe Lebensdauer
- Passt perfekt zu den meisten Positionen c

Technische Daten

- Viskoauflage, RG 50
- Kern, RG 40
- Matratze in mehreren Massen erhältlich
- Polyurethanbezug mit sehr hoher Atmungsaktivität bei 95°C waschbar
- Medizinprodukt, Klasse I
- Masse: Werden nach Kundenangaben gefertigt.



manufactured by



Änderungen vorbehalten

medstrom+

Improved Patient Outcomes

+ Schweiz

Tel: +41 26 323 20 30

Email: info@medstrom.ch

www.medstrom.ch

+ Österreich

Tel: +43 2877 930 01

Email: info@medstrom.at

www.medstrom.at